

BENECURA® Tarsal-Gelenk-Bandage



Die „Sprung-Gelenk“-Bandage für den Hund

Tarsal leicht

lieferbar in Flexionsstellung von 135° oder in Extensionsstellung von 165°

3 mm – Neopren

leichter Halt in der Rekonvaleszenz-Phase

5 mm – Neopren

zur Stabilisierung nach stärkeren Verletzungen

> Indikationen:

Verstauchung, Überdehnung, Zerrung, wärmend bei Arthrose

Tarsal splint

ebenfalls in den Winkeln 135° und 165° lieferbar:

3 mm – Neopren

mit Schienenverstärkung medial und lateral

> Indikationen:

Gelenkinstabilität nach Verletzung, nach OP zur Ruhigstellung

Die Schienen aus Kunststoff lassen sich zum Reinigen der Bandage herausnehmen.

Die BENECURA® Tarsal-Bandage kann am linken und rechten Lauf angelegt werden.



Um Druckstellen bei extremen Gelenkformen zu vermeiden, bieten wir als Sonderzubehör einen Schienenrohling aus einem Spezial-Kunststoff an, der im heißen Wasserbad weich gemacht und an das Hundebein angepasst werden kann.

Damit bieten wir eine breite Versorgungspalette für das Tarsal-Gelenk des Hundes.

Verschiedene Größen sichern eine optimale Passform zu:

Umfang und Länge in cm angegeben

| Größe | Umfang Tarsal-Gelenk | Umfang Unterschenkel | seitliche Länge |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 6-8 | 5-7 | 8 |
| 2 | 8-10 | 6-8 | 9 |
| 3 | 10-12 | 8-10 | 10 |
| 4 | 12-14 | 10-12 | 12 |
| 5 | 14-16 | 12-14 | 14 |
| 6 | 16-19 | 14-16 | 16 |
| 7 | 18-20 | 16-18 | 18 |
| 8 | 20-22 | 18-20 | 20 |
| 9 | 22-24 | 20-22 | 22 |

Farbgebung: Neopren außen: schwarz, innen: bordeaux
die Klettbänder und elastischen Gurte sind schwarz.

Variationen in der Ausführung und Maßanfertigungen sind auf Anfrage möglich.